




DISTRAUMA MEDICAL



EVITE RIESGOS

Productos de posicionamiento

La colocación adecuada del paciente en la mesa de operaciones es fundamental para garantizar la mejor atención posible y protección contra lesiones, como úlceras de decúbito y daño nervioso.

Los productos están destinados a un solo uso del paciente, lo que minimiza el riesgo de contaminación cruzada.

Ventajas de los posicionadores:

- Disminuye el riesgo de úlceras por presión.
- Maximiza la comodidad con amortiguación en los puntos de presión.
- Reduce la posibilidad de lesiones durante el movimiento
- Facilita el posicionamiento del paciente.
- Minimiza el riesgo de infección cruzada

POSICIONADORES

Posicionador para la cabeza, PRONE FACE

Prone face permite la visualización de las vías aéreas, una visión completa de la cara del paciente y una distribución de la presión de las prominencias óseas. El casco de plástico ABS es de altura ajustable a la altura del paciente. Disponible en tamaño universal. Posibilidad de utilizar en infantil a partir de 8 años.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
422492241	Protector facial pediátrico	10 u.
422492245	Protector facial adulto	10 u.
422492257	casco con espejo ajustable	1 u.



Almohadilla para la cabeza

Diseñado para personas con riesgo de desarrollar úlceras por presión en la cabeza o la necesidad de su estabilización.

- Estabiliza cómodamente la cabeza en varias posiciones
- Previene las abrasiones occipitales.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
42382801	almohadilla 11x13x6 cm	80 u.
42382802	almohadilla 18x16x9 cm	80 u.
42382803	almohadilla 23x21x10 cm	60 u.



Posicionador de cabeza con cortes para tubo endotraqueal

Diseñado para personas con riesgo de desarrollar úlceras por presión en la cabeza o la necesidad de su estabilización.

- Estabiliza cómodamente la cabeza en varias posiciones
- Previene las abrasiones occipitales.
- Diseñado para acomodar tubos endotraqueales.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
42382804	pos. de cabeza con cortes	60 u.



Anillo posicionador

Destinado a personas con riesgo de úlceras por presión en los talones, codos, cabeza o coxis.

- Protege eficazmente la cabeza, los codos, las rodillas, talones o coxis para prevenir la formación de úlceras por presión
- Permite la libre circulación de aire

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
42382811	pos. anillo 8 cm	100 u.
42382812	pos. anillo 10 cm	100 u.
42382813	pos. anillo 15 cm	100 u.
42382814	pos. anillo 18 cm	100 u.
42382815	pos. anillo 23 cm	100 u.



POSICIONADORES

Juego de anillos posicionadores

Destinado a personas con riesgo de úlceras por presión en los talones, codos, cabeza o coxis.

- Protege eficazmente la cabeza, los codos, las rodillas, talones o coxis para prevenir la formación de úlceras por presión
- Permite la libre circulación de aire



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
42382831	anillos de 8,10,15 y 23 cm	100 u.

Cuña estabilizadora

Diseñado para personas que necesitan una postura especial del torso (p. ej., posición lateral del cuerpo)

- Asegura una cómoda estabilización y apoyo de la espalda permitiendo posiciones más altas del cuerpo .



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
42382841	cuña est. 22,5x60x58 cm	4 u.
42382842	cuña est.23x31x56 cm	8 u.
42382843	cuña est. 20x20x46 cm	12 u.
42382844	cuña est. 45x45x60 cm	2 u.

Posicionador en forma de rulo

Destinado a personas con riesgo de úlceras por presión en los talones, codos, cabeza o coxis

- Protege eficazmente la cabeza, los codos, las rodillas, talones o coxis para prevenir la formación de úlceras por presión
- Permite la libre circulación de aire.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
42382851	pos. de rulo 13x43cm	15 u.

Posicionador semi circulo

Diseñado para personas que necesitan una estabilización adecuada de las posturas corporales.(por ejemplo, rodillas dobladas, cabeza apoyada, mano o pierna levantada)

- Estabiliza las partes relevantes del cuerpo y reduce el riesgo de desarrollar úlceras por presión



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
42382852	pos. semi circulo 48x19cm	20 u.
423828512	pos. semi circulo 76x18 cm	20 u.

POSICIONADORES

Posicionador universal

Base para cualquier parte del cuerpo. Diseñado para personas con riesgo de desarrollar úlceras por presión.

- Reduce la presión del sustrato sobre el cuerpo.
- Apoya la profilaxis anti-decúbito
- Permite la libre circulación de aire
- Ideal para varias partes del cuerpo.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
42382861	pos. universal 51x20 cm	50 u.
42382862	pos. universal 190x50 cm	4 u.
42382862A	pos. universal 183x50x5cm	4 u.



Posicionador brazos

Destinado a estabilizar el brazo

- Reduce la presión del sustrato sobre el cuerpo.
- Apoya la profilaxis anti-decúbito

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
42382871	pos. brazos 13x61 (par)	40 pares



Posicionador abducción

El posicionador de piernas estabiliza la posición del pie, protege contra movimientos y abrasiones.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
42382891	pos. abducción S	4 u.
42382892	pos. abducción M	4 u.
42382893	pos. abducción L	4 u.



POSICIONADORES

Posicionador cuadrado para piernas

Destinado a personas que requieren una correcta posición de la extremidad inferior.

- Estabiliza la posición del pie, protege contra movimientos y abrasiones.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
42382881	pos. cuadrado 35x20x20cm	9 u.



Posicionador pierna

Destinado a personas que requieren una correcta posición estable de la extremidad inferior

- Estabiliza la posición del pie, protege contra movimientos y abrasiones

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
42382882	pos. pierna 69x20x18 cm	25 u.



Posicionador pierna abombado

El posicionador 'ancas de rana' proporciona un acceso máximo a las venas safenas.

- La base contorneada de doble canal y el diseño de bajo perfil sirven para elevar las piernas a una posición ideal para este propósito.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
42382883	pos. pierna abom.69x20 cm	25 u.



Posicionador para codo o tobillo (par)

Diseñado para personas con riesgo de desarrollar llagas por presión en los codos y en los talones

- Previene eficazmente las abrasiones
- Ayuda a prevenir el dolor de cama
- Permite la libre circulación del aire.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
42382901	pos. para codo (par)	80 pares
42382902	pos. para tobillo (par)	80 pares





**DISTRAUMA
MEDICAL**

Distrauma Medical, S.L
Avenida del Ebro, nº 4
08184 Palau-Solità i Plegamans
BARCELONA. Spain
Tel. 93 864 46 23
info@distrauma.com
www.distraumamedical.com