




# DISTRAUMA MEDICAL



## Protección y confort



### El nuevo estándar en el posicionamiento de litotomía

Las perneras que brindan un acceso inigualable al sitio pélvico, disponen de una bota más grande y mejoran el control de infecciones.

22° + para su comodidad



## Comparativa con otras perneras

Otras perneras

Nueva generación de perneras KYRA

+84° a -33°



+85° a -55°.22°+ que el resto. Mayor rango de litotomía

Menos adaptabilidad



Mayor confort y adaptabilidad

Otros métodos no tan duraderos




Máxima calidad y durabilidad de los pistones

Diseños más difíciles de limpiar



Diseño ergonómico exclusivo y único. Correas de silicona fáciles de limpiar



**KYRA:**  
de +85 a -55°

Otras perneras:  
de -84° a -33°

**+ 22° DE DIFERENCIA**



# Las ventajas de las perneras KYRA



## Flexibilidad

La aleta flexible se adapta a diferentes tamaños de piernas. Se adapta a las piernas del paciente dentro de las botas. Sin bordes de plástico duro expuestos



## Mejor control de infecciones

Correas de cierre KYRA SECURE-LOK™ opcionales. Eliminan las correas de sujeción de la marca VELCRO® y están diseñadas para mejorar el control de infecciones.



## Fácil acceso a la pélvis

Acceso inigualable al sitio pélvico para procedimientos asistidos robóticos: Amplio rango de movimiento de litotomía de + 85 ° a -55 °.



+22°

## Amplio movimiento

Amplio rango de movimiento de litotomía de + 85 ° a -55 °. El diseño único pendiente de patente proporciona 22 ° más rango de movimiento de litotomía que las perneras tradicionales



## Calidad y confort

Fabricado con materiales de alta calidad para asegurar el confort del paciente. Suave al tacto



## Durabilidad del material

Correas de silicona de alta calidad y duraderas



## Fuerte pero flexible

Hecho de materiales fuertes pero también flexibles.



## Fácil limpieza

Fabricado con materiales impermeables, sin costuras y fáciles de limpiar



## Pistón de gas

Los pistones de gas son de alta calidad y durabilidad.



## Diseño único y exclusivo

Diseño ergonómico que lo hace único y exclusivo.

# Perneras KYRA



Las perneras que proporcionan un acceso inigualable a la zona pélvica. Proporcionan mayor tamaño de la bota y mejor control de infecciones.



## Perneras Comfort™ 350

Capacidad de peso del paciente: 159 kg.  
 Peso de la pernera: 6 kg.  
 Rango de litotomía: + 85° a -55°  
 Rango de abducción: +25° a -9°  
 Ángulo de rotación de la bota: +/- 25°



Correas de silicona duraderas  
 SECURE-LOK



Rango de 140°. Amplio rango de movimiento de litotomía de + 85° a -55°. El diseño único proporciona 22° más rango de movimiento de litotomía que las perneras tradicionales



Flexibilidad, máximo confort y calidad

KYRA3000 Comfort 350 perneras con correas de velcro - incluye almohadillas

KYRA3100 Comfort 350 perneras con correas Secure-Lok - incluye almohadillas

Las perneras Kyra se adaptan hasta el 95% de pacientes.

## Perneras KYRA



### Perneras Comfort™ 500

Capacidad de peso del paciente: 227 kg.  
Peso de la pernera: 6,6 kg.  
Rango de litotomía: + 85° a -55°  
Rango de abducción: +25° a -9°  
Angulo de rotación de la bota: +/- 25°



Correas de silicona duraderas  
SECURE-LOK



<sup>+22°</sup> Rango de 140°. Amplio rango de movimiento de litotomía de + 85° a -55°. El diseño único proporciona 22° más rango de movimiento de litotomía que las perneras tradicionales



Flexibilidad, máximo confort y calidad

KYRA5000 Comfort 350 perneras con correas tradicionales - incluye almohadillas

KYRA5100 Comfort 350 perneras con correa Secure-Lok - incluye almohadillas



### Perneras Clean™ 500

Un estribo diseñado para mejorar el control de infecciones.

Capacidad de peso del paciente: 227 kg.  
Peso de la pernera: 6,5 kg.  
Rango de litotomía: + 85° a -55°  
Rango de abducción: +25° a -9°  
Angulo de rotación de la bota: +/- 25°



Correas de silicona duraderas  
SECURE-LOK



<sup>+22°</sup> Rango de 140°. Amplio rango de movimiento de litotomía de + 85° a -55°. El diseño único proporciona 22° más rango de movimiento de litotomía que las perneras tradicionales



Almohadilla fácil de limpiar



Almohadilla impermeable



Almohadilla sin costuras

Almohadilla impermeable sin costuras fácil de limpiar. Sin sujetadores de la marca VELCRO® \*  
Las correas de silicona son de alta calidad, duraderas y fáciles de limpiar.

KYRA5200 Perneras KYRA Clean™ 500

# Proteja sus perneras



## Carro de perneras morado

- Fácil de empujar / tirar con asas ergonómicas
- Perneras aseguradas para evitar daños
- Compartimento de almacenamiento con abrazadera
- Sostiene con seguridad la mayoría de las perneras

KYRA1000 Carro para los estribos morado



KYRA4610 Abrazadera de riel de hoja UE)UE)

## La abrazadera de hoja selecta

- Se monta en cualquier lugar del riel de la mesa para un montaje rápido y fácil.
- La forma ergonómica redondeada es agradable para las manos.
- Monta cualquier accesorio de cuchilla.
- Esterilizable en autoclave.



KYRA4200 Abrazadera Secure-Release™ UE)

## Abrazadera Secure-Release™

- Se monta y bloquea en cualquier lugar del riel.
- Evita el engancho de riel falso.
- El botón morado libera la abrazadera de forma segura.
- Esterilizable en autoclave.



## Complemente con el Sistema de posicionamiento Elite Trendelenburg

### **ELTS40: Sistema Elite Trendelenburg 40°. Adecuado para cirugías con inclinación de hasta 40°.**

El sistema Elite Trendelenburg se ha desarrollado para superar los desafíos que se enfrentan en la posición de Trendelenburg, principalmente; deslizamiento del paciente, lesión nerviosa y formación de úlceras por decúbito.

Cuenta con una combinación de gel y espuma excepcionalmente cómoda que ofrece alivio de presión sin restricciones y estabilización del paciente

Una estructura de gel integrada de doble capa única se adapta a la forma del paciente, mejorando la inmersión y la comodidad

Una combinación de espuma viscoelástica y celdas de gel enrejadas proporciona el máximo alivio de presión

Los soportes de hombro compuestos de carbono avanzados brindan comodidad y estabilización adicionales para procedimientos más empinados.

#### **Posiciones quirúrgicas:**

Recomendado para cirugía asistida por robot, cirugía abdominal y cirugía ginecológica.



**DISTRAUMA  
MEDICAL**

Distrauma Medical, S.L  
Avenida del Ebro, nº 4  
08184 Palau-Solità i Plegamans  
BARCELONA. Spain  
Tel. 93 864 46 23  
info@distrauma.com  
www.distraumamedical.com