

**Quam<sup>+</sup>**  
quality medical products



Facilita el trabajo del profesional

# Torre de irrigación



# VENTAJAS DE LA TORRE QUAM+

PRESENTACIÓN



## Neutraliza el peso de las bolsas

La torre de irrigación tiene muchas áreas de aplicación, como ortopedia, obstetricia y ginecología, urología, emergencias y quirófano. Gracias a su diseño, el personal sanitario puede acelerar el proceso operativo y reducir la intensidad del trabajo.



### Alta capacidad de peso soportado

Hasta 40.000 cc (capacidad máxima de 10.000 cc por gancho).




### Perfusión continua eficiente

Perfusión continua eficiente para evitar la entrada de aire en la cavidad articular



### Class I

Producto sanitario de Clase I, conforme a la Regulación MDR 2017/745.



### Altura de los colgadores

Rango de altura los colgadores: 1690mm - 2590mm.



### Escala precisa

La altura del colgador se muestra claramente tanto en cm como en pulgadas.



### Base estable

Base estable con ruedas de bloqueo universal: Seguro, estable y silencioso.



### Cuatro ganchos ajustables

Cuatro ganchos ajustables que pueden operar de forma independiente.



### Barra de acero inoxidable

Permite colgar múltiples bombas de inyección u otros dispositivos médicos pequeños, ahorrando espacio.



### Tecnología a base de muelles

Tecnología a base de muelles que facilita el ajuste vertical sin esfuerzo.



*Pasión por la sanidad  
Desde 1994*



---

Distrauma Medical, S.L  
Avenida del Ebro, nº 4  
08184 Palau-Solità i Plegamans  
BARCELONA. Spain  
Tel. 93 864 46 23  
info@distrauma.com  
www.distraumamedical.com