



**DISTRAUMA
MEDICAL**




**OPTIMIZA LA GESTIÓN DE
EXCRETAS PARA REFORZAR
EL CONTROL DE INFECCIONES**

*Solución innovadora para
un solo paciente*

 **hygie®**

Las excretas, una fuente importante de patógenos responsables de las infecciones asociadas a la atención sanitaria (IRAS)



Las IRAS prolongan la estancia hospitalaria:



Los pacientes con IRAS permanecen entre **6 y 20 días más en el hospital** que los no afectados².

Y coste adicional para los centros de salud:

De 1.500 € a más de 27.000 € por paciente infectado²



El **93%** del coste está relacionado con **costes indirectos** (por ejemplo, días adicionales de hospitalización, exámenes...), solo el **7%** con **antibioterapia**².

¿Cómo combatir este riesgo de infección?

- Concienciación del personal
- Implementación de protocolos de higiene
- Control en el punto de origen

². « Le coût des infections liées aux soins », ADSP n° 38 - page 29, mars 2002



Solución innovadora de un solo paciente que asegura la gestión de excretas y garantiza el cumplimiento de los protocolos asistenciales.



FDA ✓
Approved

| | |
|--|----|
| PROTECTORES HIGIÉNICOS..... | 10 |
| SOPORTES | 11 |
| SILLAS CON INODORO..... | 13 |
| PROKITS HYGIE | 15 |
| RECIPIENTE DE ORINA..... | 15 |
| ABSORCIÓN | 16 |
| ACCESORIOS | 17 |
| HIGIENE CORPORAL PARA EL PACIENTE..... | 18 |

EL IMPACTO DE LA GESTIÓN TRADICIONAL DE LAS EXCRETAS




La gestión tradicional de las excretas implica 3 pasos:



Uso de cuña sin recubrimiento.



Trasladar las excretas a la sala habilitada, exponiendo al personal a olores desagradables y al riesgo biológico asociado.



Limpieza de la cuña de forma manual o mediante un sist. automático de lavado de cuñas.



Los métodos de limpieza tradicionales pueden ser ineficaces o no cumplir con los protocolos recomendados por las organizaciones sanitarias.

Por lo tanto, los soportes (orinales, cuñas, cubeta de la silla wc) permanecen contaminados y se convierten en una fuente de contaminación.

Ejemplo de una cuña «limpia» colocada en una sala de reanimación.⁴

Tanto el paciente como el cuidador se ven afectados:



- ✓ Riesgo de contaminación cruzada.
- ✓ Tarea que consume mucho tiempo. (menos tiempo para el paciente)
- ✓ Insatisfacción laboral.



- ✓ Riesgo de contaminación cruzada.
- ✓ Mayor riesgo para pacientes frágiles.¹
- ✓ Dificultad para mantener la movilidad del paciente en caso de infección.^{2,3}
(riesgo de úlceras por presión o incontinencia debido a restricciones de movilidad).

1.INSERM, data of 28.04.2020, URL : <https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/infections-nosocomiales>

2. PPAHS, «Patient Ambulation a Key Metric to Improved Health», February 2017 - 3. Prévenir la dépendance iatrogène liée à l'hospitalisation chez les personnes âgées - HAS : Haute Autorité de santé, France 2 CNPG : Collège national professionnel de gériatrie, France. 4. Bulletin du CCLin Paris-Nord n°41, décembre 2012, Enquête sur la gestion des excreta dans les hôpitaux de l'AP-HP, Lepainteur et al.»

Soluciones Hygie para contener los desechos corporales desde la fuente de origen



CUÑA
PROKIT



VÓMITO
PROKIT



ORINAL
PROKIT



SILLA CON
INODORO



TOALLITAS Y
MANOPLAS SWASH
HIGIENE CORPORAL
DEL PACIENTE

VENTAJAS DEL USO DE LOS PRODUCTOS HYGIE PARA UN SOLO PACIENTE



Control de riesgo de infección

Reducción de más del 50% en las infecciones asociadas a IRAS transmitidas por excretas corporales. ⁽¹⁾

Ahorro de costes



42% de ahorro en costes frente a una termodesinfectadora. ⁽¹⁾

Comodidad para el paciente y el personal sanitario

Menos pasos para el profesional sanitario en el cuidado del paciente.



Fácil de utilizar:



*single-patient support, not to be used with different patients to reduce risk of cross contamination. Disinfect with a wipe or following the facility guidelines.

⁽¹⁾ Rapport Du Projet Pilote « Enveloppe Hygènique »

April 1st 2014 to March 31st 2015, infection prevention and control ward, Health Center and Social Services of Haute-Yamaska

⁽²⁾ 1. Vitale E. (2011, May). Safer Panhandling to reduce the Rate of Vancomycin Resistant Enterococci - Giving Staff the Right Tools to Safely and Efficiently Do their Job. Poster session presented at the CHICA-Canada National Education Conference, Toronto, ON



MADE IN CANADA


EL IMPACTO AMBIENTAL DE HYGIE

Conscientes de la responsabilidad como fabricantes de dispositivos médicos, se encargó a la sociedad Ecovamed evaluar la huella ambiental de la solución Hygie para la gestión de desechos corporales, analizando la huella de carbono y el consumo de agua.



IMPACTO AMBIENTAL DE HYGIE = hasta - 66% QUE EL SISTEMA DE TERMODESINFECTADORA
(huella de carbono + consumo de agua)

IMPACTO AMBIENTAL DURANTE EL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO



+de 20,000 DE TONELADAS DE CO₂ AL AÑO,
¿Qué representa eso?*

11,700 VUELOS  Paris-New-York 

+de 28 millones por m³ de agua al año,
¿Qué representa?*

Equivale al consumo de agua de 517.000 personas en Francia 

PROTECTORES HIGIENICOS

Hygie


700 ML

**Absorción de hasta 700ml
de fluidos corporales**



**Almohadilla 100% celulosa
en materiales reciclados**




Control de olores


Dispositivo médico Clase I




Fácil de usar:



**El paciente utiliza
la muñeca cubierta por
el protector higiénico**



**Tras su uso, se
cierra el protector
con la cinta**



**Se desecha el protector
según el protocolo del
centro**

| PRODUCTO | DIMENSIONES Y UNIDADES/CAJA | USO PREVISTO/INDICADO |
|--|---|---|
| <p>PROTECTOR HIGIÉNICO PARA CUÑA Y SILLA ORINAL</p>   <p>REF.4297SA-HYGI-CLBI-000</p> | <p>Dimensiones: 62,2 x 45,7 cm Caja de 20 unidades Se utiliza junto con el soporte de Hygie REF.4297BA-BASS-HY21-000</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Geriátría • Cuidados paliativos • Ortopedía • Emergencia • Maternidad • Atención domiciliaria • Atención sanitaria domiciliaria |
| <p>PROTECTOR HIGIÉNICO PARA ORINAL</p>   <p>REF.4297SA-HYGI-URI0-000</p> | <p>Dimensiones: 43 x 16 cm Caja de 20 unidades Se debe usar con el soporte de Hygie REF.4297HY-SUPP-URI3-000</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Geriátría • Cuidados paliativos • Ortopedía • Emergencia • Transporte sanitario |
| <p>PROTECTOR HIGIÉNICO PARA SOPORTE DE VÓMITO</p>   <p>REF.4297SA-HYGI-VOM0-000</p> | <p>Dimensiones: 25 x 25 cm Caja de 20 unidades Se debe usar con el soporte de Hygie REF.4297HY-SUPP-VOM0-000</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Oncología • Emergencia • Cuidados paliativos • Transporte sanitario |
| <p>PROTECTOR HIGIÉNICO PARA EL INODORO</p>   <p>REF.4297SA-HYGI-PCWC-000</p> | <p>Dimensiones: 71x 45,7 cm Caja con rollo de 18 protectores Se debe usar con el soporte de Hygie</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Oncología • Epidemias |
| <p>GOVOM, BOLSA PARA VÓMITO</p>   <p>Caja con 35 GoVom REF.4297SA-HYGI-GOVO-000 Caja con 50 GoVom REF.42971-PRBV1</p> | <p>Dimensiones: 19x20x14,5 cm</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Emergencia |
| <p>BOLSA TRANSPARENTE PARA RECOLECCIÓN DE ORINA</p>  <p>REF.4297SA-HYGI-U24H-000</p> | <p>El protector transparente para recolectar orina, debe usarse con su almohadilla REF.4297SA-BAGA-LONG-000 y el soporte REF.4297HY-COCO-U24H-000</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Recolección de orina de 24 horas. |

PROTECTORES ABSORBENTES, UNA SOLUCIÓN ECONÓMICA

| | Termodesinfectadora1' | Termodesinfectadora2' | Maceradora ¹ | Protector Absorbente | Limpieza manual 1* | Limpieza manual 2 |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Agua tibia/ Coste por ciclo | 0,07 | 0,11 | 0,05 | 0 | 0,08 | 0,08 |
| Agua caliente/ Coste por ciclo | 0,22 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Electricidad/ Coste por ciclo | 0,09 | 0,09 | 0,002 | 0 | 0 | 0 |
| Anti-cal/ Coste por ciclo | 0,03 | 0,03 | | | | |
| Desinfectante/ Coste por ciclo | | | 0,14 | | | |
| Cuña de un solo uso | | | 0,38 | | | |
| Protector Absorbente | | | | 0,72 | | |
| Detergente & Desinfectante/ Coste por ciclo | | | | 0,0000575 | 0,78 ² | 0,35 |
| Total en € (Excluyendo el tiempo del personal sanitario) | 0,42 | 0,45 | 0,56 | 0,72 | 0,86 | 0,43 |
| Enfermera/ Coste por ciclo | 0,71 | 0,71 | 0,33 | 0,12 | 2,96 | 2,96 |
| Total en € | 1,12 | 1,16 | 0,90 | 0,85 | 3,82 | 3,39 |
| Coste total anual (10 por día) | 4,100 € | 4,229 € | 3,280 € | 3,084 € | 13,941 € | 12,374 € |

- 1. Excluyendo inversiones.
- 2. Tenga cuidado con el tipo de detergentes/desinfectantes (MD).



SOPORTES PARA PROTECTORES DESECHABLES: Necesarios para el buen funcionamiento de la solución Hygie.



MADE IN CANADA



Soportes para un solo paciente.
Asegurar el cumplimiento de los protocolos de control de infecciones por parte de los profesionales de la salud:

Optimizar la prevención del riesgo de infección.

Facilitar el trabajo de los profesionales de la salud.

Respetar la dignidad y la autonomía del paciente.



Dispositivo médico Clase I

El sistema de soportes Hygie garantiza un uso constante de los cobertores higiénicos y el cumplimiento del protocolo por parte de los profesionales de la salud.

SOPORTES PARA UN SOLO PACIENTE

| PRODUCTO | DIMENSIONES SOPORTE Y PROTECTOR CORRESPONDIENTE | USO PREVISTO/INDICADO |
|--|--|--|
| <p>SOPORTE PARA CUÑA</p>  <p>APILABLE</p> <p>REF.4297BA-BASS-HY21-000</p> | <p>Dimensiones: 38,5x29,6x10,6 Protector desechable correspondiente REF.4297SA-HYGI-CLBI-000</p> | <ul style="list-style-type: none"> Geriatría Cuidados paliativos Ortopedia Emergencia Maternidad Atención domiciliaria Atención sanitaria domiciliaria |
| <p>SOPORTE ORINAL</p>  <p>GANCHO DE FIJACIÓN PARA LA CAMA HOSPITALARIA</p> <p>REF.4297HY-SUPP-URI3-000</p> | <p>Dimensiones: 13x9,5x24,4 cm Protector desechable correspondiente REF.4297SA-HYGI-URIO-000</p> | <ul style="list-style-type: none"> Geriatría Cuidados paliativos Ortopedia Emergencia Transporte sanitario |
| <p>SOPORTE PARA VÓMITO</p>  <p>GANCHO DE FIJACIÓN PARA LA CAMA HOSPITALARIA</p> <p>APILABLE</p> <p>REF.4297HY-SUPP-VOM0-000</p> | <p>Dimensiones: 62,2 x 45,7 cm Protector desechable correspondiente REF.4297SA-VOM0-000</p> | <ul style="list-style-type: none"> Oncología Emergencia Cuidados paliativos Transporte sanitario |
| <p>EXTENSIÓN PARA SOPORTE DE CUÑA PARA PACIENTES CON SOBREPESO</p>  <p>APILABLE</p> <p>REF.4297BA-BASS-HY21-SF0</p> | <p>Dimensiones: 38,5x29,6x10,6 cm</p> <p>Debe usarse con el soporte de cuña, para pacientes con sobrepeso, a fin de aumentar la altura del soporte de cuña.</p> | <p>Para pacientes con sobrepeso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Geriatría Cuidados paliativos Ortopedia Emergencia Maternidad Atención domiciliaria Atención sanitaria domiciliaria |
| <p>RECIPIENTE DE ORINA</p>  <p>REF.4297HY-COCO-U24H-000</p> | <p>Dimensiones: 18x24 cm</p> <p>Recolector de orina con tapa y asa para la recogida de orina de 24 horas. Debe utilizarse con su cobertor. REF.4297SA-HYGI-U24H-000</p> <p>Y su almohadilla absorbente REF.4297SA-BAGA-LONG-000</p> | <ul style="list-style-type: none"> Recolección de orina de 24 horas. |

Soporte de un solo paciente, no debe usarse con más de un paciente para reducir el riesgo de contaminación cruzada. Desinfecte con una toallita entre cada uso o según el protocolo de su centro.

Dispositivo médico Clase I. Lea cuidadosamente la información en el envase.



Nuestra gama de sillas con inodoro



Utilizar con protectores higiénicos

SILLA CON INODORO DE ALUMINIO

Ideal para:

- Geriatría
- Rehabilitación

- Fácil de desinfectar gracias a su superficie de aluminio.
- Ergonómica: ruedas con rotación de 360° y frenos, ultraligera.
- Contención inmediata de excretas.

SILLA CON INODORO SIMPLICI-T

Ideal para:

- Centros geriátricos
- Atención domiciliaria



- Fácil de desinfectar gracias a su superficie lisa y no porosa.
- Desmontable y con altura ajustable.
- Contención inmediata de excretas.

| Referencia | Descripción | Dimensiones (hxl) | |
|----------------------|---|-------------------|--|
| 4297CH-HYAL-SBSF-019 | Silla con inodoro de aluminio con asiento removible. | 102 x 57 cm | Para usar con los cobertores higiénicos Hygie REF. SA-HYGI-CLBI-000 |
| 4297AC-SIEG-HY21-SFO | Asiento removible para silla con inodoro de aluminio. | 35 x 43 cm | |
| 4297CH-HYAL-ROSC-01 | Silla con inodoro de aluminio con asiento clásico. | 102 x 57 cm | |
| 4297CH-HYCC-NHU0-000 | Silla con inodoro SIMPLICI-T | 83 x 67 cm | |



SOLUCIÓN INNOVADORA



**PARA UN SOLO PACIENTE
SISTEMA COMPLETO**



**SOPORTE
PARA UN SOLO
PACIENTE**



**CUÑA
PROKIT**



**PROTECTOR
HIGIÉNICO
DESECHABLE
PARA UN SOLO
PACIENTE**

Para avanzar en la prevención de las infecciones nosocomiales (IRAS).

| PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | USO PREVISTO/INDICADO |
|--|---|---|
| <p>CUÑA PROKIT</p>  <p>REF.4297KT-PRO-HY21-B00</p> | <p>Caja que incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 soportes tipo cuña - 10 cajas con 20 protectores higiénicos en cada una, para el soporte tipo cuña. - Incluye 2 extensiones para soporte tipo cuña para el paciente con sobrepeso | <ul style="list-style-type: none"> • Aislamiento • Geriatría • Cuidados paliativos • Ortopedia • Urgencias • Maternidad • Atención domiciliaria • Atención sanitaria domiciliaria |
| <p>ORINAL PROKIT</p>  <p>REF.4297KT-PRO-HY21-ULO</p> | <p>Caja que incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 soportes tipo orinal - 10 cajas con 20 protectores higiénicos en cada una, para el soporte tipo orinal. | <ul style="list-style-type: none"> • Aislamiento • Geriatría • Cuidados paliativos • Ortopedia • Emergencia • Transporte sanitario |
| <p>VÓMITO PROKIT</p>  <p>REF.4297KT-PRO-HY21-V01</p> | <p>Caja que incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 soportes para vómito - 10 cajas de 20 cobertores higiénicos en cada una, para soporte de vómito. | <ul style="list-style-type: none"> • Aislamiento • Oncología • Emergencia • Cuidados paliativos • Transporte sanitario |
| <p>HY-SO KIT</p>  <p>REF.4297HY-HYSO-000-006</p> | <p>Bolsa sellada con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 soporte tipo cuña - 6 protectores higiénicos para soporte de cuña/silla con inodoro. | <ul style="list-style-type: none"> • Aislamiento • Epidemias |
| <p>RECIPIENTE DE ORINA Y BOLSA TRANSPARENTE</p>  <p>Ref.recipiente: 4297HY-COCO-U24H-000 Ref.bolsa: 4297SA-HYGI-U24H-000 Ref. 4297SA-BAGA-LONG-000</p> <p>Existen otros tipos de absorbentes para adaptarse a sus necesidades.</p> | <p>Recipiente diseñado para la recolección de orina durante 24 h. Cuenta con asa para un manejo cómodo y con graduación para facilitar la lectura.</p> <p>Para una correcta prevención del riesgo de infección, debe utilizarse con la bolsa transparente de Hygie.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Recolector de orina 24h |

PARA CADA SITUACIÓN, EL MÉTODO DE ABSORCIÓN ADECUADO.



PAÑO SUPER-ABSORBENTE

Absorbe hasta 700 ml.
Fabricado con materiales
100 % reciclados.

Ref. 4297SA-TAMP-ABSO-020

Dimensiones: 24 x 13 cm

Caja con 600 unidades.



PAÑO EXTRA-ABSORBENTE

Absorción extra de hasta 1000 ml.
Fabricado con materiales 100 % reciclados.

Ref. 4297SA-PADS-8X95-000

Dimensiones: 24 x 13 cm

Caja con 400 almohadillas.



POLVO SUPER-ABSORBENTE

El polvo superabsorbente puede absorber
hasta 300 veces su peso en líquidos y
desechos corporales. Espolvorear
directamente sobre los líquidos.

Ref. 4297SA-SAPB-450G-012

Dimensiones: 20,3 x 5 cm

Botella de 450 g.



TIRAS HYGIE

Las tiras Hygie están diseñadas para su
uso en contenedores médicos como
copas de succión, cubetas renales,
orinales, etc. Envuelto en una película
soluble en agua, cada stick se disuelve
en pocos segundos y libera el polvo
superabsorbente HYGIE, que solidifica
1000 ml o más de líquidos.

Ref. 4297SA-BAGA-LONG-000

Dimensiones: 25 x 1,3 x 2 cm

Caja con 30 sticks.

Se utiliza para:

- Aumentar el poder de absorción de nuestros protectores higiénicos
- Gelificar los derrames y salpicaduras (por ejemplo, líquidos en el suelo)
- Gelificar los fluidos biológicos en pequeños contenedores

ACCESORIOS Hygie



CUBIERTAS PROTECTORAS PARA BÁSCULA COLGANTE

Previene la contaminación de la báscula en áreas de aislamiento y evita su contaminación.

Ref. 4297EN-PRBA-KCYO-100

Dimensiones: 25 x 25 cm

Caja con 100 unidades.



SOPORTE DE PARED

Permite colgar las cajas de productos Hygienic Cover® y todos los soportes Hygie. El soporte está fabricado en acero laminado en frío con pintura electrostática en polvo. No contiene materiales porosos. Incluye los elementos de fijación.

Ref. 4297HY-HOLD-PART-004

Dimensiones: 67 x 33.5 x 14 cm



DISPENSADOR DE PROTECTORES HIGIÉNICOS

Capacidad para hasta 20 protectores Hygienic Cover® para soportes de cuña, vómito u orinal. Se utiliza con una placa accesoria (se vende por separado).

Placas disponibles para sillas con inodoro:

4297CH-PLAQ-DIST-000 (Para silla con inodoro estándar de acero)

4297CH-PLAQ-DIST-XL0 (Para silla con inodoro XL de acero)

4297CH-PLAQ-DIST-ALU (Para silla con inodoro Alu-Classic)

Ref. 4297DI-SACS-0000-000

Dimensiones: 23 x 19 x 9 cm



BÁSCULA COLGANTE

La báscula colgante se utiliza para pesar la cantidad de fluidos corporales (orina, heces, vómito) recolectados en los cobertores higiénicos®. Se puede colgar en la pared a la entrada de la habitación del paciente o mantenerla en la estación central de una unidad. Precalibrada para la bolsa, graduación: 0.5 oz (10 g).

Ref. 4297BA-KCYO-1000-000

Dimensiones: 30 cm (h)

HIGIENE DEL PACIENTE ENCAMADO



1 PAQUETE = 1 BAÑO

Aseo corporal cómodo e higiénico en un solo paso. 8 manoplas/toallitas para 8 zonas del cuerpo. Disponibles con o sin fragancia.

Cumple MDR CE



- Protección/ prevención de DAI (dermatitis asociada a la incontinencia)
- Cuidado estandarizado 3 en 1 con Dimeticona 3%.
- Limpia, cuida y protege la piel; Perineum+ además ayuda a regenerar la piel (4 en 1).
- Manoplas/toallitas, solo sin fragancia.

Cumple MDR CE



- Descolonización universal de la piel con un 2% de Digluconato de Clorhexidina.
- Eficacia demostrada contra SARM, ERV y BLE en 1 minuto.
- Manoplas y toallitas (sin fragancia).

Biocida aprobado AEMPS



- Gorro de lavado de cabello, con y sin fragancia.
- Loción especial para el cabello (sin fragancia). Desinfección del cabello con CHG (Digluconato de Clorhexidina al 2%).
- Fácil, rápido y confortable.
- 75% más rápido que un lavado de cabello normal.

Cumple MDR CE

| REF. | DESCRIPCIÓN | PAQUETES | PAQUETES POR CAJA |
|------|-------------|----------|-------------------|
|------|-------------|----------|-------------------|

HIGIENE CORPORAL

CE CLASS I

| | | | | |
|----------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| MANOPLAS GOLD GLOVES | 1978A04070-8 | Sin fragancia | 8 Manoplas | 40 paquetes |
| | 1978B04070-8 | Con fragancia | 8 Manoplas | 40 paquetes |
| TOALLITAS GOLD WIPES | 1978A04028-8 | Sin fragancia | 8 Toallitas | 44 paquetes |
| | 1978B04028-8 | Con fragancia | 8 Toallitas | 44 paquetes |

CUIDADO DE LA INCONTINENCIA

CE CLASS I

| | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| MANOPLAS PERINEUM | 1978C04070-8 | Sin fragancia | 8 Manoplas | 40 paquetes |
| | 1978C04070-4 | Sin fragancia | 4 Manoplas | 80 paquetes |
| TOALLITAS PERINEUM | 1978C04533-8 | Sin fragancia | 8 Toallitas | 40 paquetes |
| | 1978C04533-4 | Sin fragancia | 4 Toallitas | 64 paquetes |
| TOALLITAS PERINEUM + | 1978K04540-8 | Sin fragancia | 8 Toallitas | 56 paquetes |
| | 1978K04540-4 | Sin fragancia | 4 Toallitas | 84 paquetes |
| TOALLITAS CLEANSING | 1978L05012-48 | Sin fragancia | 48 Toallitas | 12 paquetes |
| | 1978M05012-48 | Con fragancia | 48 Toallitas | 12 paquetes |

HIGIENE ANTISÉPTICA

CE CLASS I

| | | | | |
|------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| MANOPLAS ANTISÉPTICAS | 1978F24070-8 | Sin fragancia | 8 Manoplas | 40 paquetes |
| | 1978F24070-7 | Sin fragancia | 7 Manoplas | 44 paquetes |
| TOALLITAS ANTISÉPTICAS | 1978F24540-8 | Sin fragancia | 8 Toallitas | 56 paquetes |
| | 1978F24540-7 | Sin fragancia | 7 Toallitas | 68 paquetes |

CUIDADO DEL CABELLO

CE CLASS I

| | | | | |
|-------------------|--------------|---------------|---|-------------|
| GORRO CON CHAMPÚ | 1978D04077-1 | Sin fragancia | 1 Gorro | 52 paquetes |
| | 1978G04077-1 | Con fragancia | 1 Gorro | 52 paquetes |
| LOCIÓN CAPILAR | 1978D04079-1 | Sin fragancia | 1 Loción/100ml | 14 paquetes |
| GORRO ANTISÉPTICO | H24077-1 | Sin fragancia | Gorro antiséptico, protector de ojos y oídos. | 52 paquetes |



INCLUYE:



CALENTADOR para un aseo más agradable

Calentador disponible en dos tamaños: para 16 o 24 paquetes. Además, incorpora un panel luminoso para indicar las toallitas que ya están preparadas para su uso, y un control para definir la temperatura deseada.

FORMACIÓN

Formación en los centros para su correcto funcionamiento y una correcta implementación.





**DISTRAUMA
MEDICAL**

**SUMINISTROS MÉDICOS
A HOSPITALES DESDE 1994.**



Pasión por la sanidad desde 1994

Suministro de Productos Sanitarios de Alta Calidad para Hospitales

En Distrauma Medical, llevamos más de 30 años suministrando productos sanitarios que mejoran la asistencia hospitalaria y la calidad de vida de los pacientes. Nos especializamos en la importación y comercialización de suministros hospitalarios altamente competitivos y técnicamente eficientes, diseñados para optimizar recursos y reducir consumos en centros médicos.

Contamos con un equipo de 40 profesionales altamente cualificados, comprometidos en ofrecer un servicio de excelencia en asesoramiento pre y post venta, garantizando soluciones eficaces y seguras para hospitales y clínicas.

hygie[®]



Con sede en Montreal, Canadá, Hygie cuenta con más de 15 años de experiencia en la gestión de fluidos corporales.



El 90% de los productos de Hygie se fabrican en su planta de Drummondville.



Los productos de Hygie se fabrican con materiales recuperados y cuentan con un embalaje 100% reciclable.



Diseñado, desarrollado, fabricado y distribuido por Hygie, con certificación ISO 13485.





**REFUERCE SU CONTROL DE INFECCIONES
Y GARANTICE EL CUMPLIMIENTO
DE LOS PROTOCOLOS DE CUIDADO**



**GAMA
HIGIENE DEL PACIENTE DEPENDIENTE**

Hygie

dt **DISTRAUMA
MEDICAL**